




## Solus™ Curve

La maschera laringea monouso con tubo precurvato



Gestione delle Vie Aeree • Dispositivi per le vie aeree

## Solus™ Curve maschera laringea precurvata

Solus Curve è la nostra maschera laringea destinata a coloro che preferiscono l'inserimento di un dispositivo dal tubo precurvato.

Come tutte le nostre maschere laringee, Solus Curve è monouso, priva di lattice e fornita sterile.

### Informazioni essenziali

Visibili sul tubo per una comprensione immediata



### La curvatura

Curvatura anatomica per agevolare l'inserimento

### Materiale a bassa frizione

Attrito ridotto durante inserimento/estrazione

### Cuffia dalla forma classica

Precisa e affidabile

### Tubo di insufflazione integrato

Previene il rischio di danneggiamento durante l'impiego

### Valvola di alta qualità

Per garantire l'integrità della cuffia



▶ Video disponibile su [www.intersurgical.it](http://www.intersurgical.it)



Codice	Descrizione	Misura	Peso	Q.tà/scatola
8005050	Solus Curve, maschera laringea precurvata	5 Large adult	70+kg	20
8004050	Solus Curve, maschera laringea precurvata	4 Medium adult	50-70kg	20
8003050	Solus Curve, maschera laringea precurvata	3 Small adult	30-50kg	20

Richiesta info

Sterile

Materiale informativo destinato esclusivamente ad Operatori Sanitari



Intersurgical S.p.A., Via Tonino Morandi, 12 - 410387 (MO), Italia  
T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 [info@intersurgical.it](mailto:info@intersurgical.it) [www.intersurgical.it](http://www.intersurgical.it)



Il Fabbricante Intersurgical Ltd è certificato ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015

### Rispetta l'ambiente!

Prima di stampare pensa al dispendio di energia e carta. Se desideri stampare ugualmente, privilegia il fronte/retro.

IS6.12\_IT • Issue 3 10.20