




## Valvole PEEP e accessori per caschi StarMed



Critical Care ▪ Interfacce Paziente ▪ **STARMed**

## Valvole PEEP

Valvole PEEP regolabili per terapia CPAP



Codice	Connessione	Q.tà/scatola
SPV 20	22mm maschio	10
SPV22F	22mm femmina	10
SPV30F	30mm femmina	10

## Valvola di sovrappressione

Idonea per prevenire la sovrappressione in sistemi respiratori a pressioni positive ed il rischio di barotraumi.



Codice	Descrizione	Q.tà/scatola
CP922	Valvola di sovrappressione	10



STR/028

STR/014

STR/019

CP903

CP908

CP917

SPV108

CP924

CP900

CP920

CP906

CP912

Codice	Descrizione	Q.tà/scatola
STR/028	Connettore per nebulizzatore completo di boccaglio per la somministrazione di farmaci nebulizzati durante terapia CPAP o NIV	5
STR/014	Raccordo diretto 22F/22F per collegare il casco a specifiche configurazioni di circuiti per ventilazione	10
STR/019	Tappo 22F per chiudere a lato del caso la linea espiratoria in specifiche configurazioni di circuiti per ventilazione	10
CP903	Pompetta per il gonfiaggio del cuscino integrato presente in alcune tipologie di casco	5
CP908	Tappi per orecchie per un maggiore comfort del paziente durante la terapia	25
CP917	Adattatore 22F/22F con manometro integrato per convertire un casco da NIV in casco da terapia CPAP	5
SPV108	Adattatore 22F/22F con manometro integrato e valvola PEEP regolabile per convertire un casco da NIV in casco da terapia CPAP pronto all'uso	10
CP924	VentuPlus generatore di flusso con sistema Venturi	10
CP900	Bretelle ascellari di ricambio. Fissaggio standard per gamma caschi CaStar e Ventukit per adulti	5
CP920	Bretelle ascellari di ricambio per CaStar Up. Fissaggio per gamma caschi apribili CaStar Up	5
CP906	Cinghie elastiche per fissaggio al letto. Un sistema di fissaggio del casco alternativo	5
CP912	Fissaggio per casco Infant. Mutandina anatomica di ricambio per casco Infant Low (peso paziente 3-7kg)	5
CP913	Fissaggio per casco Infant. Mutandina anatomica di ricambio per casco Infant High (peso paziente 7-12kg)	5



[www.intersurgical.it/info/starmed](http://www.intersurgical.it/info/starmed)

Richiesta info



Intersurgical Spa, Via Tonino Morandi, 12 - 41037, Mirandola (MO), Italia  
T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418 234 [info@intersurgical.it](mailto:info@intersurgical.it) [www.intersurgical.it](http://www.intersurgical.it)



Fabbricante:  
Intersurgical S.p.A.  
Mirandola (MO) Italy

**Rispetta l'ambiente!**  
Prima di stampare pensa al dispendio di energia e carta.  
Se desideri stampare ugualmente, privilegia il fronte/retro.

Materiale informativo destinato esclusivamente ad Operatori Sanitari.

IS1.47\_IT • Issue 4 06.21