



## QuadraLite™ maschere per anestesia

Una maschera facciale per anestesia veramente unica



**Anestesia** ▪ Maschere facciali per Anestesia

## QuadraLite™ maschere per anestesia

### Una maschera facciale per anestesia veramente unica

Diversamente dalle maschere tradizionali, QuadraLite non utilizza un cuscino gonfiabile. Un'innovativa tecnica di stampaggio ha reso possibile la combinazione di due materiali adatti a creare una maschera facciale dalla forma anatomica e dalla tenuta morbida. Il risultato sono comfort, adattabilità e tenuta eccellenti. La conchiglia trasparente permette di avere completa visibilità sul paziente.

### Quattro misure per tutti i pazienti

La gamma QuadraLite è composta da solo quattro misure invece delle tradizionali sette per offrire una soluzione adatta a ogni paziente. Grazie alla sua peculiare forma anatomica, è sufficiente una pressione minima per ottenere una perfetta aderenza.



22F

### Una scelta più "eco" e più sicura

Le maschere QuadraLite sono prodotte in polipropilene ed elastomero termoplastico, non contengono PVC e sono prive di ftalati.

#### Conchiglia trasparente

Per una visibilità eccellente

#### Bordo di tenuta morbido

Una tenuta confortevole ma flessibile per adattarsi alle diverse conformazioni del viso

#### Forma anatomica

Aderenza perfetta combinata ad un ridotto spazio morto

#### Codice colore

I colori corrispondono a quelli degli altri prodotti Intersurgical per una scelta più semplice



Scopri di più  
su QuadraLite




[www.intersurgical.it/info/quadralite](http://www.intersurgical.it/info/quadralite)

Video disponibile su [www.intersurgical.it](http://www.intersurgical.it)





## Guida rapida per il confronto delle misure

Paziente	Età	Peso (Kg)	Misura maschera tradizionale	Misura QuadraLite™
Neonatale	Pretermine	<2	<b>0</b>	 Codice: 7191000
	Termine	2-4		
Infantile	3 mesi	6	<b>1</b>	
	6 mesi	8		
	9 mesi	9		
Pediatrico	1 anno	10	<b>2</b>	
	2 anni	12		
	3 anni	14		
	4 anni	16		
	5 anni	18		
Adulto Small	6 anni	20	<b>3</b>	 Codice: 7193000
	7 anni	23		
	8 anni	26		
	9 anni	28		
	10 anni	32		
	11 anni	35		
	12 anni	39		
Adulto Medium	13 anni	44	<b>4</b>	
	14 anni	50		
	15 anni	54		
	16 anni	58		
Adulto Large	16+ anni	60-120	<b>5</b>	 Codice: 7194000
Adulto Extra Large	16 + anni	>120	<b>6</b>	



Codice	Descrizione	Q.tà/scatola
7194000	QuadraLite, Adulto Large, maschera per anestesia con cuscino verde e anello uncinato, 22F (sostituisce le tradizionali misure 5-6), misura 4	35
7193000	QuadraLite, Adulto Medium, maschera per anestesia con cuscino giallo e anello uncinato, 22F (sostituisce le tradizionali misure 3-4-5), misura 3	35
7192000	QuadraLite, Adulto Small, maschera per anestesia con cuscino bianco e anello uncinato, 22F (sostituisce le tradizionali misure 2-3), misura 2	25
7191000	QuadraLite, Infantile, maschera per anestesia con cuscino grigio, senza anello uncinato, 15M (sostituisce le tradizionali misure 0-1), misura 1	30
7089000	Anello uncinato per maschere QuadraLite ed EcoMask con porta da 22mm	150

Prodotto a ridotto impatto ambientale



Intersurgical S.p.A., Via Tonino Morandi 12, 41037 Mirandola (MO) - ITALIA  
 T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il fabbricante Intersurgical Ltd è certificato ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015



IS5.24\_IT • Issue 7 03.22