










Cannule di Guedel Intersurgical

Nuovi colori conformi a ISO 5364:2016

Per assicurarti della sua conformità, compara il colore e la misura ISO impressa sulla Guedel con questa tabella!

Codice prodotto	Misura Intersurgical	Misura ISO	Colore Intersurgical precedente		Nuovo colore conforme a ISO	
1000035 (S*)	000	3.5	Rosa		Verde chiaro	NUOVO
1100050 (S*)	00	5.0	Azzurro		Azzurro	
1110055 (S*)	0	5.5	Grigio		Grigio	
1111065 (S*)	1	6.5	Bianco		Marrone	NUOVO
1111570 (S*)	1.5	7.0	Giallo		Bianco	NUOVO
1112080 (S*)	2	8.0	Verde		Verde	
1113090 (S*)	3	9.0	Arancio		Giallo	NUOVO
1114100 (S*)	4	10.0	Rosso		Rosso	
1115120 (S*)	5	12.0	Viola		Viola	



Misura ISO 3.5



Misura ISO 6.5



Misura ISO 7.0



Misura ISO 9.0



Qualità, innovazione e scelta

Scopri di più su www.intersurgical.it/info/cannuleguedel

Interagisci con noi



www.intersurgical.it