



DART-Reach™

Dispositivo di atomizzazione della mucosa laringo-tracheale




Gestione delle Vie Aeree ▪ Pulmodyne®

DART-Reach™ dispositivo di atomizzazione della mucosa laringo-tracheale

DART-Reach è un dispositivo per fornire farmaci per le vie aeree difficili in modo rapido ed efficace.

procedure, ad esempio, le intubazioni in respiro spontaneo (awake intubations), tecocardiogrammi transesofageali, gestione delle vie aeree difficili.

E' dotato di un mandrino flessibile che consente un approccio su misura e può essere utilizzato in una svariata tipologia di



Codice	Descrizione	Q.tà/scatola
REACH600	DART-Reach atomizzatore con siringa da 5ml, 218mm	25
REACH700	DART-Reach atomizzatore, 218mm	25
REACH720	DART-Reach atomizzatore, 117mm	25

DART-Reach è un prodotto fabbricato da Pulmodyne Inc, USA, importato da Intersurgical Ltd. e distribuito in Italia da Intersurgical S.p.A.

Rispetta l'ambiente! Prima di stampare pensa al dispendio di energia e carta. Se desideri ugualmente stampare privilegia il fronte/retro.

IS6.23_IT • Issue 1 02.23



Intersurgical S.p.A., Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO), Italia
T: +39 0535 20836 info@intersurgical.it www.intersurgical.it

UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal ▪ Italy ▪ Benelux ▪ Sweden ▪ Denmark ▪ Lithuania ▪ Russia ▪ Czech Republic
Turkey ▪ South Africa ▪ China ▪ Japan ▪ Taiwan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Canada ▪ Colombia ▪ Australia ▪ Messico ▪ Brasile ▪ Norvegia