



BiTrac MaxShield Select™ Pediatrica

Maschera total face pediatrica monopaziente per Bilevel/CPAP e NIV



Critical Care ▪ Interfacce paziente ▪ Pulmodyne®



BiTrac MaxShield Select™

La maschera BiTrac MaxShield Select™ è una interfaccia per pazienti pediatrici totalmente versatile.


È disponibile in due diverse tipologie: una con connettore arancio con valvola anti-asfissia per terapia Bilevel/CPAP, l'altra con connettore blu standard per applicazioni NIV.

Il nucale di fissaggio a cuffietta è regolabile e dotato di meccanismo di sganciamento rapido per una veloce ed

agevole rimozione e riposizionamento della maschera sul paziente.

L'ampia visuale minimizza il senso di claustrofobia e la zona di tenuta morbida evita la formazione di decubiti sul ponte nasale.

E' disponibile la guida alla scelta della misura idonea.





BiTrac MaxShield Select™ maschera total face pediatrica con connettore intercambiabile arancio anti-asfissia per Bilevel/CPAP

Codice	Descrizione	Q.tà/scatola
313-9527	BiTrac MaxShield Select maschera total face pediatrica con connettore intercambiabile arancio anti-asfissia, tubo estensibile da 15cm, connettore girevole da 22M, misura XS	10
313-9526	BiTrac MaxShield Select maschera total face pediatrica con connettore intercambiabile arancio anti-asfissia, tubo estensibile da 15cm, connettore girevole da 22M, misura XXS	10



BiTrac MaxShield Select™ maschera total face pediatrica con connettore intercambiabile standard

Codice	Descrizione	Q.tà/scatola
313-9525	BiTrac MaxShield Select maschera total face con connettore intercambiabile standard blu, misura XS	10
313-9524	BiTrac MaxShield Select maschera total face con connettore intercambiabile standard, misura XXS	10







BiTrac MaxShield Select maschera total face con connettore intercambiabile, adulto small

Codice	Descrizione	Q.tà/scatola
313-9554	BiTrac MaxShield Select maschera total face con connettore intercambiabile anti-asfissia, misura adulto small	10
313-9551	BiTrac MaxShield Select maschera total face con connettore intercambiabile standard, misura adulto small	10



Accessori

Codice	Descrizione	Qtà/scatola
313-9529	Nucale di fissaggio pediatrico per maschera BiTrac MaxShield™, misura XS	10
313-9528	BiTrac MaxShield™, misura XXS	10
 313-9602	Connettore intercambiabile arancio anti-asfissia per terapia Bilevel/CPAP con tubo di 15cm e connettore girevole da 22M	 10
313-9601	Connettore intercambiabile blu per terapia NIV con tubo di 15cm e connettore girevole da 22M	 10
MASK102	Tappini trasparenti per porta monitoraggio maschera*	50



Guida alla selezione della misura

 immagine illustrativa

BiTrac MaxShield e BiTrac MaxShield Select sono prodotti fabbricati da Pulmodyne Inc, USA e distribuiti da Intersurgical S.p.A.

* il codice MASK102 è fabbricato e distribuito da Intersurgical S.p.A.

Prima di stampare pensa al dispendio di energia e carta. Se è comunque necessario stampare prediligi il fronte/retro.

IS1.61_IT • Issue 1 03.22



Intersurgical S.p.A, Via Tonino Morandi, 12 - 41037, Mirandola (MO), Italia
T: +39 0535 20836 info@intersurgical.it www.intersurgical.it