



Terapia PEP (Positive Expiratory Pressure)



Ossigeno e Aerosol Terapia ▪ Fisioterapia Respiratoria

Terapia PEP, la gamma Intersurgical

Intersurgical offre una serie di dispositivi per la somministrazione della terapia PEP (Positive Expiratory Pressure). Il concetto modulare dell'intera gamma mette a disposizione degli operatori sanitari nove diverse resistenze PEP tra cui scegliere differenziate per codice colore e due interfacce paziente. Il raccordo a T per PEP è dotato di boccaglio che, se necessario, può essere facilmente sostituito da una maschera. Un manometro della pressione può essere collegato al sistema che utilizza il connettore PEP per manometro (1956020) progettato per collegare raccordo a T e resistenza PEP.



Disponibili nove resistenze con codice colore.
La resistenza appropriata è selezionata in base al paziente. Semplice e facile da usare.



Maschera ClearLite, misura 4

Codice	Descrizione	Q.tà/scatola
Le resistenze PEP sono confezionate in sacchetti da 10 unità		
8020060	Resistenza PEP da 6.0mm, viola, monouso e monopaziente	100
8020050	Resistenza PEP da 5.0mm, marrone, monouso e monopaziente	100
8020045	Resistenza PEP da 4.5mm, rosso, monouso e monopaziente	100
8020040	Resistenza PEP da 4.0mm, arancio, monouso e monopaziente	100
8020035	Resistenza PEP da 3.5mm, verde, monouso e monopaziente	100
8020030	Resistenza PEP da 3.0mm, blu, monouso e monopaziente	100
8020025	Resistenza PEP da 2.5mm, giallo, monouso e monopaziente	100
8020020	Resistenza PEP da 2.0mm, bianco, monouso e monopaziente	100
8020015	Resistenza PEP da 1.5mm, nero, monouso e monopaziente	100
Raccordo a T, interfacce paziente e connettori per terapia PEP		
1956013	Raccordo a T per PEP, porta inspiratoria-22M/15F-22M, valvola unidirezionale e boccaglio, 22F, monouso	80
1956020	Connettore per manometro per PEP, 15M, 22M/15F, raccordo da 6mm, tubo lung. 1.3m	40
7296001	Maschera per anestesia ClearLite, misura 6, adulto extra large, rosso, senza anello uncinato, 22F	20
7295001	Maschera per anestesia ClearLite, misura 5, adulto large, arancio, senza anello uncinato, 22F	35
7294001	Maschera per anestesia ClearLite, misura 4, adulto medium, verde, senza anello uncinato, 22F	35
7293001	Maschera per anestesia ClearLite, misura 3, adulto small, giallo, senza anello uncinato, 22F	35
7292001	Maschera per anestesia ClearLite, misura 2, pediatrica, bianco, senza anello uncinato, 22F	25

Materiale informativo destinato esclusivamente ad Operatori Sanitari.

IS10.37_IT ▪ Issue 3 05.23



Distribuito da: Intersurgical S.p.A., Via Tonino Morandi, 12 - 41037, Mirandola (MO), Italia
T: +39 0535 20836 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il fabbricante Intersurgical Ltd è certificato
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016,
ISO 14001:2015 e MDSAP

Rispetta l'ambiente!

Prima di stampare pensa al dispendio di energia e carta. Se desideri stampare ugualmente privilegia il fronte/retro.