

InTube™ tubi endotracheali


Gamma completa di tubi ET per pazienti adulti e pediatrici



Gestione delle Vie Aeree • Dispositivi per le vie aeree














InTube™ tubi endotracheali

Destinati all'impiego in anestesia, terapia intensiva e medicina d'urgenza, la gamma Intersurgical InTube offre tre varianti di tubo ET: cuffiato, non-cuffiato e rinforzato. Disponibili in varie misure dalla pediatrica all'adulto. Sono monouso e privi di lattice, forniti sterili e confezionati singolarmente.


















Cuffiato

Codice	Descrizione	Misura (diametro interno)	Q.tà/scatola
8040100	InTube tubo endotracheale, cuffiato	10.0mm	10 
8040095	InTube tubo endotracheale, cuffiato	9.5mm	10 
8040090	InTube tubo endotracheale, cuffiato	9.0mm	10 
8040085	InTube tubo endotracheale, cuffiato	8.5mm	10 
8040080 	InTube tubo endotracheale, cuffiato	8.0mm	10 
8040075	InTube tubo endotracheale, cuffiato	7.5mm	10 
8040070	InTube tubo endotracheale, cuffiato	7.0mm	10 
8040065	InTube tubo endotracheale, cuffiato	6.5mm	10 
8040060	InTube tubo endotracheale, cuffiato	6.0mm	10 
8040055	InTube tubo endotracheale, cuffiato	5.5mm	10 
8040050	InTube tubo endotracheale, cuffiato	5.0mm	10 
8040045	InTube tubo endotracheale, cuffiato	4.5mm	10 
















Rinforzato

Codice	Descrizione	Misura (diametro interno)	Q.tà/scatola
8060100	InTube tubo endotracheale, cuffiato e rinforzato	10.0mm	10 
8060095	InTube tubo endotracheale, cuffiato e rinforzato	9.5mm	10 
8060090	InTube tubo endotracheale, cuffiato e rinforzato	9.0mm	10 
8060085	InTube tubo endotracheale, cuffiato e rinforzato	8.5mm	10 
8060080	InTube tubo endotracheale, cuffiato e rinforzato	8.0mm	10 
8060075	InTube tubo endotracheale, cuffiato e rinforzato	7.5mm	10 
8060070	InTube tubo endotracheale, cuffiato e rinforzato	7.0mm	10 
8060065 	InTube tubo endotracheale, cuffiato e rinforzato	6.5mm	10 
8060060	InTube tubo endotracheale, cuffiato e rinforzato	6.0mm	10 
8060055	InTube tubo endotracheale, cuffiato e rinforzato	5.5mm	10 
8060050	InTube tubo endotracheale, cuffiato e rinforzato	5.0mm	10 
8060045	InTube tubo endotracheale, cuffiato e rinforzato	4.5mm	10 




Non-cuffiato

Codice	Descrizione	Misura (diametro interno)	Q.tà/scatola
8050070	InTube tubo endotracheale, non-cuffiato	7.0mm	10 
8050065	InTube tubo endotracheale, non-cuffiato	6.5mm	10 
8050060	InTube tubo endotracheale, non-cuffiato	6.0mm	10 
8050055 	InTube tubo endotracheale, non-cuffiato	5.5mm	10 
8050050	InTube tubo endotracheale, non-cuffiato	5.0mm	10 
8050045	InTube tubo endotracheale, non-cuffiato	4.5mm	10 
8050040	InTube tubo endotracheale, non-cuffiato	4.0mm	10 
8050035	InTube tubo endotracheale, non-cuffiato	3.5mm	10 
8050030	InTube tubo endotracheale, non-cuffiato	3.0mm	10 
8050025	InTube tubo endotracheale, non-cuffiato	2.5mm	10 

 Illustrato  Sterile

Scopri la gamma completa di dispositivi per la gestione delle vie aeree

www.intersurgical.it/prodotti/gestione-delle-vie-aeree



Materiale informativo destinato esclusivamente agli operatori sanitari

IS6.4_IT • Issue 8 03.25



Distribuito da: Intersurgical S.p.A., Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO), Italia
T: +39 0535 20836 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il produttore Intersurgical Ltd è certificato
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 e MDSAP



UK • Australia • Benelux • Brazil • Canada • China • Colombia • Czech Republic • Denmark • France • Germany • Ireland • Italy • Japan
Lithuania • Malaysia • Mexico • Norway • Philippines • Portugal • Russia • South Africa • Spain • Sweden • Taiwan • Turkey • USA