



## Gamma riutilizzabile Alterna

Una gamma di materiali di consumo per Anestesia riutilizzabili e privi di lattice



## La gamma Alterna offre una soluzione riutilizzabile, priva di lattice, studiata per essere sterilizzata



### Qualità

Dalla progettazione al prodotto finito, Intersurgical utilizza le più recenti tecnologie al fine di poter garantire il livello massimo di qualità e di prestazioni, dalla progettazione iniziale, al prodotto finito.

Tutti i prodotti sono progettati e realizzati in ottemperanza alle specifiche delle norme BS, ISO ed EN1. La conformità a ISO 9001: 2000, ISO13485 e all'Annex II del Medical Devices Directive (Direttive sulle Apparecchiature Medicali), permette l'uso del marchio CE su tutti i nostri prodotti. In tal modo, i prodotti Intersurgical possono essere commercializzati senza limitazioni in tutta Europa e in tutto il mondo. La nostra azienda si impegna a limitare il più possibile l'impatto ambientale dei suoi prodotti, delle sue attività e dei suoi servizi, nonché a prevenire l'inquinamento dell'ambiente e ha sviluppato un sistema di gestione ambientale che è stato certificato a fronte della norma ISO 14001.



### Innovazione

Abbiamo sempre creduto che il modo migliore per mantenere gli standard più alti nella progettazione, nella produzione, nella qualità e nel servizio al cliente, fosse avere il completo controllo di tutti questi aspetti della nostra attività. Questa nostra filosofia della creazione in proprio dei prodotti, ci permette di continuare a fornire prodotti che soddisfano continuamente i cambiamenti richiesti dalla pratica clinica e le necessità del singolo utilizzatore.



### Scelta

Disponiamo di una vasta gamma di soluzioni che coprono la gestione delle vie aeree tra il paziente e l'apparecchiatura. Tutti i prodotti sono dotati di accessori e connettori standard che li rendono intercambiabili per meglio adattarsi alle diverse applicazioni.

Siamo in grado di fornire i tubi in due diversi materiali: Silicone Trasparente e Hytrel Trasparente.



Tutti I prodotti elencati in questo catalogo sono privi di lattice.

## Maschere anatomiche

Disponibili in sette diverse misure

La gamma di maschere facciali anatomiche prive di lattice offre una soluzione a chi richiede prodotti sintetici per l'utilizzo in Anestesia che siano affidabili e con prestazioni elevate. Le maschere facciali sono prodotte in cloroprene, un materiale sintetico con caratteristiche analoghe a quelle della gomma naturale (NRL), ma senza il rischio associato di allergie di Tipo 1 (proteine).

Le maschere sono completamente sterilizzabili in autoclave fino a una temperatura di 137 gradi centigradi, hanno una cuffia di forma anatomica e gonfiabile e una porta femmina da 22mm.



### Informazioni per l'ordine

Codice: 8926000 <b>mis. 6</b>	1	
Maschera mod. Adulto mis. Extra large		
Codice: 8925000 <b>mis. 5</b>	1	
Maschera mod. Adulto mis. Large		
Codice: 8924000 <b>mis. 4</b>	1	
Maschera mod. Adulto mis. Medium		
Codice: 8923000 <b>mis. 3</b>	1	
Maschera mod. Adulto mis. Small		
Codice: 8922000 <b>mis. 2</b>	1	
Maschera mod. Pediatrico		
Codice: 8921000 <b>mis. 1</b>	1	
Maschera mod. Infantile		
Codice: 8920000 <b>mis. 0</b>	1	
Maschera mod. Neonata le		



## Maschere anatomiche con anello ad uncino

Disponibili in sette diverse misure

Le maschere facciali anatomiche sono prodotte in cloroprene, un materiale sintetico con caratteristiche analoghe a quelle della gomma naturale (NRL), ma senza il rischio associato di allergie di Tipo 1 (proteine). Le maschere sono completamente sterilizzabili in autoclave fino a una temperatura di 137 gradi centigradi, hanno una cuffia anatomica e gonfiabile, anello ad uncino e una porta femmina da 22mm.



### Informazioni per l'ordine

Codice: 8826000 <b>mis. 6</b>	1	
Maschera mod. Adulto mis. Extra large con anello ad uncino		
Codice: 8825000 <b>mis. 5</b>	1	
Maschera mod. Adulto mis. Large con anello ad uncino		
Codice: 8824000 <b>mis. 4</b>	1	
Maschera mod. Adulto mis. Medium con anello ad uncino		
Codice: 8823000 <b>mis. 3</b>	1	
Maschera mod. Adulto mis. Small con anello ad uncino		
Codice: 8822000 <b>mis. 2</b>	1	
Maschera mod. Pediatrico con anello ad uncino		
Codice: 8821000 <b>mis. 1</b>	1	
Maschera mod. Infantile con anello ad uncino		
Codice: 8820000 <b>mis 0</b>	1	
Maschera mod. Neonatale con anello ad uncino		

## Maschere facciali per anestesia ClearFlex








Maschere in silicone riutilizzabili disponibili in sette misure

Le maschere ClearFlex sono prodotte in silicone e hanno una forma anatomica tradizionale, con una buona visibilità del paziente e una porta femmina da 22mm. Sono sterilizzabili in autoclave fino a un massimo di 137 gradi centigradi e sono state certificate per un ciclo esteso di diciotto minuti di durata.

Il materiale utilizzato, il silicone, significa che la gamma è totalmente priva di lattice, ed è ideale per l'utilizzo con neonati, bambini in età pediatrica e adulti.



### Informazioni per l'ordine

Codice: 8749006 <b>mis. 6</b>	1 
Maschera mod. Adulto mis. Extra large	
Codice: 8749005 <b>mis. 5</b>	1 
Maschera mod. Adulto mis. Large	
Codice: 8749004 <b>mis. 4</b>	1 
Maschera mod. Adulto mis. Medium	
Codice: 8749003 <b>mis. 3</b>	1 
Maschera mod. Adulto mis. Small	
Codice: 8749002 <b>mis. 2</b>	1 
Maschera mod. Pediatrico	
Codice: 8749001 <b>mis. 1</b>	1 
Maschera mod. Infantile	
Codice: 8749000 <b>mis. 0</b>	1 
Maschera mod. Neonatale	

## Maschere facciali ClearFlex economy

Maschera in silicone Economy disponibile in sei misure

Le maschere ClearFlex Economy sono un'alternativa efficace in termini di rapporto qualità/prezzo per chi è alla ricerca dei vantaggi e benefici assicurati da una maschera in silicone priva di lattice.

Le maschere incorporano un connettore integrale standard 22m femmina con design anatomico consolidato. La trasparenza del materiale garantisce un'eccellente chiarezza; questo significa un'ottima visibilità sia nella maschera, sia attraverso la stessa. Le misure più piccole hanno una forma cilindrica per aiutare a stabilizzare e mantenere una corretta tenuta con bambini e neonati. Le misure 5, 4 e 3 sono dotate di anello ad uncino. Sono sterilizzabili in autoclave fino a un massimo di 137 gradi centigradi.



### Informazioni per l'ordine

Codice: 8848005 <b>mis. 5</b>	1	
Maschera mod. Adulto mis. Extra large con anello ad uncino	porta 22F	
Codice: 8848004 <b>mis. 4</b>	1	
Maschera mod. Adulto mis. Large con anello ad uncino	porta 22F	
Codice: 8848003 <b>mis. 3</b>	1	
Maschera mod. Adulto mis. Medium con anello ad uncino	porta 22F	
Codice: 8848002 <b>mis. 2</b>	1	
Maschera mod. Adulto mis. Small	porta 22F	
Codice: 8848001 <b>mis. 1</b>	1	
Maschera mod. Pediatrico	porta 15M	
Codice: 8848000 <b>mis. 0</b>	1	
Maschera mod. Infantile	porta 15M	

## Maschere in silicone Rendell Baker

Disponibili in Quattro misure

Una gamma di maschere in silicone dalla forma anatomica realizzate secondo le specifiche Rendell Baker. Sono ideali per l'utilizzo in pediatria, in quanto è possibile ottenere una tenuta perfetta alla fuoriuscita dei gas esercitando solo una minima pressione.

Le maschere hanno il vantaggio di uno spazio morto contenuto e possono essere sterilizzate a vapore a temperature fino a 137 gradi centigradi.



### Informazioni per l'ordine

Codice: 8748014 <b>mis. 3</b>	1	
Maschera mod. Pediatrico		
Codice: 8748013 <b>mis. 2</b>	1	
Maschera mod. Pediatrico		
Codice: 8748012 <b>mis. 1</b>	1	
Maschera mod. Pediatrico		
Codice: 8748011 <b>mis. 0</b>	1	
Maschera mod. Pediatrico		

## Palloni per rianimazione

Palloni per rianimazione sterilizzabili privi di lattice disponibili in quattro misure



Una soluzione priva di lattice per chi richiede prodotti sintetici per l'Anestesia affidabili e con prestazioni elevate. I palloni sono prodotti in cloroprene, un materiale sintetico con caratteristiche analoghe a quelle della gomma naturale (NRL), ma senza il rischio associato di allergie di Tipo 1 (proteine). I palloni sono completamente sterilizzabili in autoclave fino a una temperatura di 137 gradi centigradi,

### Informazioni per l'ordine

Codice: 8913000		1	
Pallone con elastico, 3 litri	22F		
Codice: 8912000		1	
Pallone con elastico, 2 litri	22F		
Codice: 8911000		1	
Pallone con elastico, 1 litri	22F		
Codice: 8910000		1	
Pallone con elastico, 0,5 litri	22F		

## Accessori per maschere



### Informazioni per l'ordine

Codice: 8724013		1	
Anello ad uncino			
Codice: 8748006		1	
Inalatore Charlotte			
Codice: 8740007		1	
Sistema di ancoraggio a quattro punti mod. Adulto per maschere con anello ad uncino			
Codice: 8740008		1	
Sistema di ancoraggio a quattro punti mod. Pediatrico per maschere con anello ad uncino			

## Connettori Clear

Connettori riutilizzabili  
con grip

La gamma di connettori riutilizzabili in polisulfonato è progettata per l'utilizzo con tubi in silicone e della gamma Hytrel. Tutti i connettori Clear sono privi di lattice e ideali per l'impiego nei casi in cui la sensibilità al lattice può rappresentare un problema. La trasparenza del materiale permette un'eccellente visibilità attraverso il connettore I prodotti hanno una buona stabilità dimensionale in un vasto campo di temperature, proprietà che li rende ideali per la sterilizzazione a vapore.

9116000

9114000



9120000



9113000

9111000

9110000

9112000

### Informazioni per l'ordine

Codice: 9110000	5	
Connettore retto 22M - 22M		
Codice: 9111000	5	
Connettore retto 22F - 22F		
Codice: 9112000	5	
Connettore retto 22M - 22F		
Codice: 9113000	5	
Connettore retto 22M/15F - 22F		
Codice: 9114000	5	
Raccordo a gomito con raccordo luer 15M - 22M/15F		
Codice: 9115000	5	
Raccordo a gomito 15M - 22M/15F		
Codice: 9116000	5	
Raccordo a Y con porte 22M/15F - 22M		
Codice: 9117000	5	
Raccordo a Y 22M/15F - 22M		
Codice: 9120000	5	
Catetere mount flessibile 22M/15F - 22F		
Codice: 9121000	5	
Connettore retto 15M - 15M		
Codice: 9122000	5	
Connettore retto 22F - 15M		
Codice: 9123000	5	
Raccordo a Y 22M/15F - 15M		
Codice: 9124000	5	
Raccordo a Y con porte 22M/15F - 15M		
Codice: 9130000	5	
Connettore retto con tappo 8mm 22M		
Codice: 9131000	5	
Raccordo a gomito con rubinetto 22M/15F - 15M		
Codice: 9134000	5	
Raccordo a T con rubinetto 8mm		



## Valvole

Valvole di scarico riutilizzabili e valvole espiratorie



8713823



8713824



8713821



8686819



8686816

### Informazioni per l'ordine

Codice: 8713823	1	
Valvola di scarico 30mm, connettore 22M - 22M/15F		
Codice: 8713821	1	
Valvola di scarico 30mm, connettore 22F - 22M		
Codice: 8713839	1	
Valvola di scarico 30mm, connettore 22M/15F - 22F con rubinetto		
Codice: 8713824	1	
Valvola di scarico 30mm, connettore 22M - 22M/15F con rubinetto		
Codice: 8686816	1	
Valvola espiratoria, 22M - connettore 22M/15F		
Codice: 8686815	1	
Valvola espiratoria, 22F - connettore 22M/15F		
Codice: 8686820	1	
Valvola espiratoria, 22M/15F - connettore 22M/15F		
Codice: 8686819	1	
Valvola espiratoria, 22M/15F - connettore 22F		










## Tubi per circuito respiratori

Silicone trasparente – 22mm e 15mm

I nostri tubi in silicone Clear hanno una caratteristica esclusiva: il design a spirale graduata permette di avere un connettore terminale elastomerico integrato. Questo per evitare punti deboli in corrispondenza della saldatura tra il connettore e il tubo, tipici dei tubi in silicone standard.



### Informazioni per l'ordine

Codice: 8746004		1	
22F/22F lungh. 0,45m	22mm		
Codice: 8746006		1	
22F/22F lungh. 0,6m	22mm		
Codice: 8746008		1	
22F/22F lungh. 0,8m	22mm		
Codice: 8746001		1	
22F/22F lungh. 1,1m	22mm		
Codice: 8746015		1	
22F/22F lungh. 1,5m	22mm		
Codice: 9317000		1	
15F/15F lungh. 0,6m	15mm		
Codice: 9318000		1	
15F/15F lungh. 0,8m	15mm		
Codice: 9319000		1	
15F/15F lungh. 1,1m	15mm		
Codice: 9320000		1	
15F/15F lungh. 1,5	15mm		

## Tubo Hytrell trasparente

Disponibile nella misura 22mm

I tubi Hytrell rappresentano una soluzione priva di lattice per chi richiede un'alternativa leggera al silicone. Possono essere sterilizzati in un'apparecchiatura disinfettante automatica, oppure a vapore.



### Informazioni per l'ordine

Codice: 8790015		1	
22F/22F lungh. 1,5m	22m		

## Circuiti respiratori

Hytrel trasparente e silicone 22mm



### Informazioni per l'ordine

Codice: 8790606	1
Circuito respiratorio Clear Hytrel, lungh. 1,5m	
Codice: 8790607	1
Circuito respiratorio Clear in silicone, lungh. 1,5m	
Codice: 8790608	1
Circuito respiratorio Clear in silicone, lungh. 0,8m	

## Accessori per circuiti respiratori

Adattatore di Bain e valvola Ruben



### Informazioni per l'ordine

Codice: 8713851	1
Adattatore di Bain	

### Informazioni per l'ordine

Codice: 7562710	1
Valvola Ruben con connettore trasparente	
Code: 7562700	1
Valvola Ruben	

Distribuito da :

[www.intersurgical.com/distributors](http://www.intersurgical.com/distributors)