



Gamma per ventilatori neonatali fabian HFO e fabian evolution

Sistemi di respirazione compatibili con ventilatori Acutronic fabian




Critical Care ▪ Sistemi di Respirazione

Gamma per ventilatori neonatali fabian HFO e fabian evolution

Una gamma completa di sistemi respiratori compatibili con i ventilatori Acutronic fabian HFO e fabian evolution, in grado di supportare sia una ventilazione meccanica convenzionale, sia una ventilazione oscillatoria ad alta frequenza. Disponibile sia con tubi Smoothbore che Flextube, la gamma comprende sistemi respiratori a doppia e singola linea riscaldata, un sistema per la CPAP nasale neonatale ed una opzione per il trasporto.

Inoltre, sono disponibili i nuovi kit adattatori per ventilazione oscillatoria ad alta frequenza (HFO - High Frequency Oscillation), che consentono al medico, in caso di necessità, di convertire i sistemi respiratori ed il sistema da trasporto alla ventilazione ad alta frequenza.

Nella gamma è incluso anche un circuito respiratorio a linea riscaldata nFlow e un kit adattatore nFlow che permettono di modificare tutti i nostri sistemi di respirazione per renderli compatibili con i ventilatori fabian HFO e fabian evolution. Grazie alla nuova linea di monitoraggio rimovibile che consente di prestare assistenza clinica al di fuori dell'incubatrice, siamo ora in grado di offrire una soluzione completa per la CPAP nasale neonatale.



Codice	Descrizione	Q.tà per scatola
4651000	Kit adattatore HFO per adattare i sistemi di respirazione fabian alla ventilazione HFO	20
4650000	Circuito respiratorio da trasporto Flextube da 10mm con connettore a Y girevole e linea di monitoraggio per ventilatori fabian, 1.2m	15
4652000	Circuito respiratorio da trasporto Flextube da 10mm con connettore a Y girevole e linea di monitoraggio per ventilatori fabian, 1.6m	10
4760000	Kit adattatore nFlow per CPAP nasale neonatale con linea di monitoraggio rimovibile per ventilatori fabian, 1.6m	15
4761000	Sistema nFlow per CPAP nasale neonatale con circuito Flextube a linea riscaldata per ventilatori fabian, 1.6m	10
4071000	Circuito respiratorio Flextube da 10mm a singola linea riscaldata con connettore a Y girevole, raccogli condensa e linea di monitoraggio per ventilatori fabian, 1.6m	12
4072000	Circuito respiratorio Flextube da 10mm con doppia linea riscaldata con connettore a Y girevole e linea di monitoraggio per ventilatori fabian, 1.6m	12
5071000	Circuito respiratorio Smoothbore da 10mm a singola linea riscaldata con connettore a Y girevole, raccogli condensa e linea di monitoraggio per ventilatori fabian, 1.6m	20
5072000	Circuito respiratorio Smoothbore da 10mm a doppia linea riscaldata con connettore a Y girevole e linea di monitoraggio per ventilatori fabian, 1.6m	20

Fabian HFO e fabian evolution sono nomi commerciali di Acutronics Medical System AG.

IS1.8_IT Issue 1 02.14