

Maschere per endoscopia Explorer

Per la somministrazione di gas analgesico durante le procedure endoscopiche



Maschere per endoscopia Explorer

Maschere endoscopiche monouso per prevenire possibili infezioni crociate.

Le maschere Intersurgical Explorer sono concepite per agevolare l'inserimento di una sonda telescopica nel naso o nella bocca e la contemporanea somministrazione di gas analgesico. Sulla maschera sono posizionate tre valvole unidirezionali (ad eccezione della misura 1 che presenta una sola valvola) che consentono un facile accesso da entrambi i lati del paziente.

Le maschere trovano principalmente impiego nelle procedure broncoscopiche ed endoscopiche, durante le quali viene somministrato gas analgesico attraverso la porta da 22 mm centrale. Possono essere utilizzate anche con pazienti sottoposti ad ecocardiografia transesofagea (T.O.E.).

Maggiori informazioni?

Chiama il numero **+39 0535 20836**
www.intersurgical.com

Caratteristiche e vantaggi

Anello uncinato dotato di codifica colori

Per una facile individuazione e integrazione con altri prodotti Intersurgical per la gestione delle vie aeree.

Forma anatomica

Per una vestibilità precisa.

Disponibile in 4 misure

Dall'adulto al neonato.

Imbottitura morbida




Per il comfort del paziente e una perfetta aderenza.

Valvole autosigillanti

Per facilitare l'accesso.



Dati per l'ordine



Codice: 1591	Q.tà confezione 40
Maschera per endoscopia Explorer neonata misura 1 ■	
Code: 1592	Q.tà confezione 35
Maschera per endoscopia Explorer pediatrica misura 2 □	
Code: 1593	Q.tà confezione 50
Maschera per endoscopia Explorer adulti, piccola misura 3 ■	
Code: 1594	Q.tà confezione 40
Maschera per endoscopia Explorer per adulti misura 4 ■	

IS.18 +FZ Issue 1 01.13