

Pensato per la loro cura



nFlow™

Sistema di CPAP nasale neonatale



Critical Care ▪ Circuiti per ventilazione



 **INTERSURGICAL®**
SISTEMI COMPLETI PER LA RESPIRAZIONE

Qualità, innovazione e scelta

Interagisci con noi



www.intersurgical.it



nFlow™

Pensato per la loro cura

I pazienti più piccoli hanno spesso bisogno delle cure maggiori. Sicurezza e comfort sono di vitale importanza per aiutare i neonati a compiere i loro primi passi nella vita.

Una nuova scelta per la CPAP neonatale

Il nuovo sistema nFlow Intersurgical offre una soluzione di cura completa per la CPAP neonatale che si basa sulla consolidata tecnologia "gas flip" in grado di offrire un'opzione a basso "impegno respiratorio" in alternativa al ventilatore CPAP.


Il sistema nFlow è compatibile con tutti i flow driver e umidificatori comunemente presenti nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale.

Il sistema nFlow

Il sistema nFlow è fornito montato di generatore, linea riscaldata, linee di monitoraggio della pressione e dei gas freschi prive di ftalati e tubo di scarico tipo Superset regolabile da 10mm per una efficiente eliminazione dei gas.

Una gamma di interfacce e cuffie per pazienti


Le interfacce e le cuffie per pazienti sono fornite in confezioni separate per evitare sprechi. Per scegliere la misura corretta per il proprio paziente, utilizzare la specifica guida in dotazione.





Scegliere è più facile

Il sistema nFlow è fornito con due guide per la determinazione della misura, che semplificano al massimo la scelta dell'interfaccia e della cuffia per il proprio paziente.




12 cuffie

Disponibili separatamente in dodici misure con codifica colore. Ogni cuffia è provvista di tre chiusure in velcro e di punti di attacco sicuri.



Interfaccia paziente

Le maschere e le nasocannule sono disponibili separatamente in quattro diverse misure. Realizzate in soffice e confortevole silicone, garantiscono un'ottima adattabilità al viso del paziente con il minimo spreco.



B Cuffie



C Maschere nasali



D Cannule nasali





Fare l'ordine è molto semplice. Per ottenere un sistema completo occorre scegliere un codice prodotto contrassegnato da A a D. In qualsiasi momento è possibile ordinare articoli separati in base alle proprie necessità.



Codice	Descrizione	Q.tà per scatola	
A Sistema nFlow			
4700000	Circuito per ventilazione per CPAP neonatale a linea riscaldata per sistema nFlow, lungh.1.6m	12	
4700001	Circuito per ventilazione per CPAP neonatale a linea riscaldata per sistema nFlow, lungh. 1.8m	10	
4700016	Circuito per ventilazione removibile per CPAP neonatale a linea riscaldata per sistema nFlow con linea di monitoraggio, lungh. 1.6m	10	
4708000	Kit silenziatore per nFlow	50	
4700011	Strap di velcro di ricambio per nFlow	60	
B Cuffie nFlow			
		Misura	
4707009	nFlow, cuffia neonatale, blu scuro	misura 9 (40 - 42 cm)	10
4707008	nFlow, cuffia neonatale, turchese	misura 8 (38 - 40 cm)	10
4707007	nFlow, cuffia neonatale, arancio	misura 7 (36 - 38 cm)	10
4707006	nFlow, cuffia neonatale, rosso	misura 6 (34 - 36 cm)	10
4707005	nFlow, cuffia neonatale, verde	misura 5 (32 - 34 cm)	20
4707004	nFlow, cuffia neonatale, arancio chiaro	misura 4 (30 - 32 cm)	20
4707003	nFlow, cuffia neonatale, blu chiaro	misura 3 (28 - 30 cm)	20
4707002	nFlow, cuffia neonatale, giallo	misura 2 (26 - 28 cm)	20
4707001	nFlow, cuffia neonatale, grigio scuro	misura 1 (24 - 26 cm)	20
4707110	nFlow, cuffia neonatale, rosa	misura 0 (22 - 24 cm)	20
4707100	nFlow, cuffia neonatale, grigio chiaro	misura 00 (20 - 22 cm)	20
4707000	nFlow, cuffia neonatale, bianco	misura 000 (18 - 20 cm)	20
C Maschere nasali nFlow			
		Misura	
4716000	maschere nasali nFlow	extra large	30
4706000	maschere nasali nFlow	large	30
4705000	maschere nasali nFlow	medium	30
4704000	maschere nasali nFlow	small	30
D Cannule nasali nFlow			
		Misura	
4703000	cannule nasali nFlow	large	30
4702000	cannule nasali nFlow	medium	30
4701000	cannule nasali nFlow	small	30
4711000	cannule nasali nFlow	extra small	30

IS1.16_IT ▪ issue 6 05.17



Intersurgical Spa, Via Tonino Morandi 12, 41037 Mirandola (MO), Italia
 T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it

UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal
 Italy ▪ Benelux ▪ Sweden ▪ Denmark ▪ Lithuania ▪ Russia
 Czech Republic ▪ Turkey ▪ South Africa ▪ China ▪ Japan
 Taiwan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Canada ▪ Colombia ▪ Australia



Intersurgical Ltd è certificata ISO 14001, ISO 9001 e ISO 13485