

Maschere laringee Solus™

Gamma completa di maschere laringee monouso per la gestione delle vie aeree



Gestione delle Vie Aeree ▪ Dispositivi per le vie aeree

Materiale informativo destinato esclusivamente ad Operatori Sanitari

Maschere laringee Solus™

Una gamma completa di maschere laringee monouso per la ventilazione del paziente, per l'utilizzo in anestesia e medicina d'urgenza.

Progettate per soddisfare i requisiti di molteplici scenari clinici, tutte le maschere laringee Intersurgical sono monouso, prive di lattice e fornite in versione sterile.

Materiale a bassa frizione

Attrito ridotto durante inserzione/estrazione

Cuffia dalla forma classica

Precisa e affidabile nell'uso

Informazioni essenziali

Visibili sul tubo per una compressione immediata



Tubo di insufflazione integrato

Previene il rischio di danneggiamento durante l'utilizzo

Valvola di alta qualità

Per garantire l'integrità della cuffia

Video disponibile su www.intersurgical.it





Solus Standard

Realizzata selezionando materiali di alta qualità, la maschera laringea Solus Standard ha le caratteristiche di qualità, flessibilità e compattezza necessarie per molteplici scenari clinici, inclusa l'anestesia pediatrica. Disponibile in una gamma completa di misure dall'adulto alla neonatale.



Richiesta info

Codice	Descrizione	Misura	Peso	Q.tà per scatola
8005000	Solus Standard, maschera laringea	5 Adulto Large	70+kg	20 
8004000	Solus Standard, maschera laringea	4 Adulto Medium	50-70kg	20 
8003000	Solus Standard, maschera laringea	3 Adulto Small	30-50kg	20 
8025000	Solus Standard, maschera laringea	2.5 Pediatrica Large	20-30kg	20 
8002000	Solus Standard, maschera laringea	2 Pediatrica Small	10-20kg	20 
8015000	Solus Standard, maschera laringea	1.5 Infantile	5-10kg	20 
8001000	Solus Standard, maschera laringea	1 Neonatale	<5kg	20 

 Tutti i prodotti sono forniti in versione sterile






Solus Satin

Solus Satin è la nostra gamma di maschere laringee monouso dotate di un tubo più morbido che conferisce maggiore flessibilità.



Richiesta info







Codice	Descrizione	Misura	Peso	Q.tà per scatola
8005003	Solus Satin, maschera laringea	5 Adulto Large	70+kg	20 
8004003	Solus Satin, maschera laringea	4 Adulto Medium	50-70kg	20 
8003003	Solus Satin, maschera laringea	3 Adulto Small	30-50kg	20 

Solus RMN-compatibile

Gamma di maschere laringee monouso, sterili, dotate di specifiche valvole non ferrose, testate per garantire la non-interferenza con il magnete degli scanner RMN. La valvola in plastica è stata selezionata per assicurare la piena affidabilità per l'intera durata del prodotto.



Richiesta info

Codice	Descrizione	Misura	Peso	Q.tà per scatola
8005002	Solus RMN-compatibile, maschera laringea	5 Adulto Large	70+kg	20 
8004002	Solus RMN-compatibile, maschera laringea	4 Adulto Medium	50-70kg	20 
8003002	Solus RMN-compatibile, maschera laringea	3 Adulto Small	30-50kg	20 
8025002	Solus RMN-compatibile, maschera laringea	2.5 Pediatrico Large	20-30kg	20 
8002002	Solus RMN-compatibile, maschera laringea	2 Pediatrico Small	10-20kg	20 
8015002	Solus RMN-compatibile, maschera laringea	1.5 Infantile	5-10kg	20 
8001002	Solus RMN-compatibile, maschera laringea	1 Neonatale	<5kg	20 

Solus Curve

Solus Curve è la nostra gamma di maschere laringee destinata a coloro che preferiscono l'inserimento di un dispositivo dal tubo precurvato.




Richiesta info

Codice	Descrizione	Misura	Peso	Q.tà per scatola
8005050	Solus Curve, maschera laringea precurvata	5 Adulto Large	70+kg	20
8004050	Solus Curve, maschera laringea precurvata	4 Adulto Medium	50-70kg	20
8003050	Solus Curve, maschera laringea precurvata	3 Adulto Small	30-50kg	20

Solus Flexible

Solus Flexible è la soluzione ideale per procedure chirurgiche miste come ENT, chirurgia dentale, oro-maxillo-facciale e oculare, in cui la rigidità dei dispositivi per la gestione delle vie aeree può essere di ostacolo agli accessi chirurgici. Il tubo rinforzato permette flessibilità senza attorcigliamento e può essere rimosso in qualsiasi momento anche durante la procedura senza il rischio di interruzioni nel flusso di gas.



Richiesta info

Codice	Descrizione	Misura	Peso	Q.tà per scatola
8005001	Solus Flexible, maschera laringea rinforzata	5 Adulto Large	70+kg	20
8004001	Solus Flexible, maschera laringea rinforzata	4 Adulto Medium	50-70kg	20
8003001	Solus Flexible, maschera laringea rinforzata	3 Adulto Small	30-50kg	20
8025001	Solus Flexible, maschera laringea rinforzata	2.5 Pediatrica Large	20-30kg	20
8002001	Solus Flexible, maschera laringea rinforzata	2 Pediatrica Small	10-20kg	20

Tutti i prodotti sono forniti in versione sterile



Intersurgical SpA, Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO), Italia
 T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il produttore Intersurgical Ltd è certificato ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015

Rispetta l'ambiente!

Prima di stampare pensa al dispendio di energia e carta. Se desideri stampare ugualmente privilegia il fronte/retro.

IS6.1_IT • Issue 13 01.20